



## Licznik kolonii eCount™



Poręczny i praktyczny licznik eCount™ do zliczania i znakowania kolonii bakteryjnych. Zliczenie kolonii jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym bądź optycznym. Licznik kolonii posiada funkcję odliczania wstecz i w przód oraz przycisk blokujący funkcję zliczania (przydatny przy opisywaniu szalek).

Miniatura



Nr-art.

B-0998

Nazwa

Pisak do zliczania kolonii

### Opis

Poręczne, praktyczne i niewielkie urządzenie eCount™ (licznik kolonii), zasilane bateriami, przeznaczone do zliczania i znakowania kolonii bakteryjnych. Zliczenie kolonii jest każdorazowo potwierdzane sygnałem dźwiękowym bądź optycznym. Licznik posiada funkcję odliczania wstecz i w przód oraz przycisk blokujący funkcję zliczania (przydatny przy opisywaniu szalek). Zapamiętuje liczbę kolonii z maks. 32 płytek (posiada możliwość sumowania).

Dostawa obejmuje marker, licznik kolonii, statyw i baterię (CR 1220 3 V).

Dodatkowo można zamówić zapasowe **markery permanentne [Sharpie B-6703](#)** (śr. końcówki 0,5 mm).