



Probówki do PCR SoftTubes[®] - 0,2 ml - wypukła pokrywka

Z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wymagana większa siła nacisku podczas zamykania. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pokrywka	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	A-710900	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	bezbarwny	1000 szt.
	A-710901	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	czerwone	1000 szt.
	A-710902	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	niebieskie	1000 szt.
	A-710903	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	zielone	1000 szt.
	A-710904	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	żółte	1000 szt.
	A-710905	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	pomarańczowe	1000 szt.
	A-710906	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	fioletowe	1000 szt.
	A-710908	Probówki SoftTubes	wypukła	0,2 ml	różnokolorowe	5 x 200 szt.

Opis

Z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Wypukła pokrywka. Wymagana większa siła nacisku podczas zamykania. Wolne od DNaz i RNaz. Pakowane w worku po 1000 sztuk.