



Adapter do magnetycznych systemów do filtracji qpore na butelki z gwintem GL45



Adapter do magnetycznych systemów do filtracji marki qpore. Pozwala na wykorzystywanie butelek z gwintem GL45 do zbierania filtratu. Pasuje do węży o średnicy wewnętrznej 4-8 mm.

Miniatura



Nr-art.

8-3008

Nazwa

Adapter do gwintów GL 45

Przeznaczenie

magnetyczny system do filtracji qpore

Opis

Adapter do magnetycznego systemu do filtracji na butelki GL45. Magnetyczne uchwyty do filtrów marki qpore są dostępne w dwóch możliwych wariantach. Do wyboru są systemy pasujące do butelek ze szlifem i do butelek z gwintem. To proste rozwiązanie pomaga dostosować [uchwyt przeznaczony butelek ze szlifem](#) do użytku z butelkami o standardowym gwincie GL45. Adapter jest odpowiedni dla węży o średnicy wewnętrznej 4-8 mm.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Średnica szlifu	50 mm
Autoklawowalny	tak
Kolor	niebieski
Materiał	polipropylen (PP)
Wysokość	45 mm

Parametr	Wartość
Średnica wyjściowa	54 mm
Gwint	GL 45