



Magnetyczny system qpore do filtracji na butelki z gwintem GL45



Magnetyczny system do filtracji na butelki z gwintem GL 45. System pasuje do filtrów o średnicy 47 mm. Świetnie sprawdzi się do filtracji próbek wodnych. Może być obsługiwany jedną ręką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Śr. membrany	Poj. lejka
	8-3001	System do filtracji do wielokrotnego użytku	butelki z GL45	47 mm	300 ml
	8-3003	System do filtracji do wielokrotnego użytku	butelki z GL45	47 mm	500 ml

Opis

Magnetyczny system do filtracji na butelki z gwintem GL 45 do filtrów membranowych o średnicy 47 mm. Jest odporny na działanie większości chemikaliów i może być autoklawowalny. Wykorzystanie magnesów zamiast gwintu zabezpiecza filtr przed przypadkowym uszkodzeniem. Dzięki pokrywce z dodatkowymi wyjściami, możliwe jest prowadzenie filtracji ciągłej. Dodatkowo w pokrywie umieszczony jest filtr wentylacyjny strzykawkowy PTFE, 0,45 µm. Doskonale sprawdza się do filtracji próbek wodnych. Pasujące [filtry o średnicy 47 mm](#), należy zakupić osobno.

W naszej ofercie dostępne są również dodatkowe akcesoria pasujące do magnetycznych systemów do filtracji takie jak:

- [8-3004 – dodatkowa pokrywa na lejek.](#)
- [8-3005 – uchwyt na filtr membranowy.](#)
- [8-3006 – wymienny filtr wentylacyjny.](#)

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Średnica wewnętrzna węża	8-12 mm

Parametr	Wartość
Pojedynczo pakowane	tak
materiał	polieterosulfon (PES)
Średnica membrany	47 mm
Typ	magnetyczny uchwyt do filtrów
Rodzaj połączenia z wężem	oliwka do węży
Do butelek typu	gwintowane GL 33/45