



Pokrywa do magnetycznego zestawu do filtracji qpore



Dodatkowa pokrywa do magnetycznych systemów filtracyjnych qpore, z trzema otworami i filtrem wentylacyjnym.

Miniatura



Nr-art.

8-3004

Nazwa

Zapasowa pokrywa do magnetycznych systemów do filtracji

Opis

Do magnetycznych systemów filtracyjnych przeznaczonych jest kilka rodzajów akcesoriów dodatkowych. Pokrywa będzie pasowała do każdego modelu magnetycznych systemów do filtracji marki qpore. Jest wyposażona w trzy otwory zamykane osłonkami oraz filtr wentylacyjny z membraną PTFE.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Materiał	Polipropylen PP
Średnica	90 mm
Kolor	biały
Wewnętrzna średnica węża	6-10 mm
Autoklawowalna	tak