



Uchwyt do filtra membranowego



Wymienny uchwyt na filtr membranowy 47 mm pasuje do magnetycznych systemów do filtracji marki qpore. Uchwyt wykonany z polipropylenu o średnicy 47 mm. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Średnica
	8-3005	Uchwyt do filtrów	magnetyczny system do filtracji qpore	47 mm

Opis

Wymienny uchwyt na filtr membranowy 47 mm pasuje do [magnetycznych systemów do filtracji](#) marki qpore. Uchwyt wykonany z polipropylenu o średnicy 47 mm. Autoklawowalny.