



Korek silikonowy do magnetycznych systemów do filtracji qpore



Korek silikonowy z otworem pasujący do magnetycznych systemów do filtracji marki qpore.

Miniatura



Nr-art.

8-3007

Nazwa

Korek silikonowy do magnetycznych systemów do filtracji

Opis

Silikonowy korek z otworem pasujący do [magnetycznych systemów do filtracji qpore](#). Ściśle przylega do szyjki butelki co pozwala na efektywne przeprowadzanie sączenia. Korek jest bardzo odporny na działanie substancji chemicznych. Ponieważ silikon nie zmienia swoich właściwości w szerokim zakresie temperatur korek będzie szczelnie przywierał nawet w niskiej temperaturze.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wysokość	35 mm
Autoklawowalny	tak
Średnica dolna	37 mm
Średnica górna	43 mm
Kolor	niebieski

Parametr	Wartość
Materiał	silikon