



Kolorowe znaczniki do krioprobówek



Kolorowe znaczniki do krioprobówek standardowych i CryoPure firmy Sarstedt. Wykonane z wysokiej jakości polistyrenu (PS). Pasują do umieszczenia w górnej części nakrętki. Umożliwiają łatwą i szybką klasyfikację oraz identyfikację próbek. Niesterylne. Dostępne w 6 kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	J-1971	Znaczniki z PS do krioprobówek	biały	65.386	100 szt.
	J-1972	Znaczniki z PS do krioprobówek	czerwone	65.386.002	100 szt.
	J-1973	Znaczniki z PS do krioprobówek	żółte	65.386.004	100 szt.
	J-1974	Znaczniki z PS do krioprobówek	zielone	65.386.005	100 szt.
	J-1975	Znaczniki z PS do krioprobówek	niebieskie	65.386.006	100 szt.
	J-1976	Znaczniki z PS do krioprobówek	fioletowe	65.386.007	100 szt.
	J-1978	Znaczniki z PS do krioprobówek	mix kolorów	65.386.992	2500 szt.

Opis

Sześć barwnych wariantów znaczników wykonanych z polistyrenu (PS), przeznaczonych do nakrętek krioprobówek CryoPure. Służą do zwiększenia ilości kombinacji podczas wizualnego kodowania probówek w celu późniejszego ułatwienia identyfikacji próbek. W połączeniu z zakrętkami krioprobówek CryoPure w sześciu różnych kolorach uzyskuje się trzydzieści sześć kombinacji kolorystycznych. Niesterylne. Odporne na temperatury w zakresie od -130°C do +70°C.

Odpowiednie do krioprobówek CryoPure o pojemności:

- [1,2 ml z gwintem zewnętrznym,](#)
- [2,0 ml z gwintem zewnętrznym,](#)
- [5,0 ml z gwintem zewnętrznym,](#)
- [2,0 ml z gwintem wewnętrznym i uszczelką.](#)

Pasują również do krioprobówek o poj. 2,0 i 5,0 ml z [gwintem zewnętrznym](#) lub z [gwintem wewnętrznym i uszczelką](#). Zarówno do zakrętek z gwintem zewnętrznym, jak i z wewnętrznym.