

Szalki Petriego do specjalnych zastosowań

Szalki Petriego z żebrami wentylacyjnymi. Wykonane z polistyrenu. Jałowe. Wyprodukowane w aseptycznych warunkach Clean Room Klasa 10 000.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. x wys.	Pakowane	Szt./Op.
	B-8010	Szalki Petriego, kontaktowe, z siatką szesnastopolową, sterylne	65 x 15 mm	30 x 20 szt.	600 szt.
	B-8011	Szalki Petriego, dwudzielne	90 x 14 mm	20 x 25 szt.	500 szt.
	B-8012	Szalki Petriego, trójdzielne	90 x 14 mm	20 x 25 szt.	500 szt.

Opis

Szalki Petriego z żebrami wentylacyjnymi. Wykonane z polistyrenu. Jałowe. Wyprodukowane w aseptycznych warunkach Clean Room Klasa 10 000.