



Szalki Petriego Steriplan[®]



Szalki Petriego Steriplan[®] wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Produkt marki Duran[®]. Autoklawowalne. Średnica podana w tabeli dotyczy pokrywki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wys. podstawy	Szt./Op.
	G-3261	Szalki Petriego Steriplan [®]	40 mm	12 mm	10 szt.
	G-3262	Szalki Petriego Steriplan [®]	60 mm	15 mm	10 szt.
	G-3263	Szalki Petriego Steriplan [®]	80 mm	15 mm	10 szt.
	G-3264	Szalki Petriego Steriplan [®]	90 mm	15 mm	10 szt.
	G-3265	Szalki Petriego Steriplan [®]	100 mm	10 mm	10 szt.
	G-3266	Szalki Petriego Steriplan [®]	100 mm	15 mm	10 szt.
	G-3267	Szalki Petriego Steriplan [®]	100 mm	20 mm	10 szt.
	G-3268	Szalki Petriego Steriplan [®]	120 mm	20 mm	10 szt.
	G-3269	Szalki Petriego Steriplan [®]	150 mm	25 mm	10 szt.
	G-3270	Szalki Petriego Steriplan [®]	180 mm	30 mm	10 szt.
	G-3271	Szalki Petriego Steriplan [®]	200 mm	30 mm	10 szt.
	G-3272	Szalki Petriego Steriplan [®]	200 mm	45 mm	10 szt.

Opis

Szalki Petriego Steriplan[®] wykonane ze **szkła sodowo-wapniowego**. Oryginalny produkt firmy Duran[®]. Pakowane po 10 szt. Mogą być autoklawowane w 121°C.

Średnica podana w tabeli dotyczy wymiaru pokrywki.