

Szalki Petriego z pokrywką, stal szlachetna



Wykonane ze stali szlachetnej 18/10. Możliwość autoklawowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Średnica
	N-0115	Szalka Petriego stalowa, z pokrywką	20 mm	60 mm
	N-0116	Szalka Petriego stalowa, z pokrywką	20 mm	75 mm
	N-0117	Szalka Petriego stalowa, z pokrywką	20 mm	90 mm
	N-0118	Szalka Petriego stalowa, z pokrywką	15 mm	100 mm
	N-0119	Szalka Petriego stalowa, z pokrywką	20 mm	120 mm

Opis

Wykonane ze stali szlachetnej 18/10. Możliwość autoklawowania.