


Termometr paskowy samoprzylepny

Termometr paskowy samoprzylepny.

Zakres pomiaru 10-40°C. Podziałka co 2°C. Wymiary 130 mm x 18 mm. Wskazywana wartość zabarwia się na zielono.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.	Skala
	L-1229	Termometr paskowy samoprzylepny	+10 ÷ +40°C	2°C

Opis

Praktyczny termometr paskowy samoprzylepny. Zakres pomiaru 10-40°C, podziałka co 2°. Wymiary 130 mm x 18 mm. Wskazywana wartość zabarwia się na zielono. Ponieważ cyfry na pasku są wyraźne możliwy jest sprawny i wygodny odczyt temperatury. Sprzęt ten doskonale sprawdzi się wszędzie gdzie potrzebny jest szybki orientacyjny pomiar temperatury. Ponieważ termometr można przykleić w dowolnym miejscu, na gładkiej powierzchni nie ma problemu z jego umocowaniem. Dodatkowym atutem jest również to, że pasek zajmuje niewiele miejsca. Sprzęt ten, jest też bardzo bezpieczny (nie tłukący się w przeciwieństwie do szklanych).