




Filtry strzykawkowe Nalgene™ - membrana SFCA

NALGENE®

Filtry strzykawkowe Nalgene™ z membraną z SFCA o średnicy 25 mm, wielkość porów 0,2 µm. Opakowanie 50 szt. Sterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. membrany	Śr. porów	Obudowa	Stopień czystości	Szt./Op.
	723-2520	Filtry strzykawkowe SFCA		25 mm	0,20 µm	PP	sterylny	50 szt.

Opis

Filtry strzykawkowe Nalgene™ z membraną z SFCA (octanu celulozy wolnego od substancji powierzchniowo czynnych). Membrany z SFCA, wykazują bardzo niskie powinowactwo do białek, niższe niż standardowe filtry z CA.

Filtry o średnicy 25 mm służą do filtracji próbek o objętości od 10 do 100 ml.

Stosowane do sterylizacji i oczyszczania próbek biologicznych, podłoży hodowlanych oraz roztworów komórkowych.

Obudowa wykonana z niebieskiego polipropylenu pozwala na łatwą identyfikację.

Sprzedawane w opakowaniach po 50 szt. Sterylne.