




**Mikroprobówki o poj. 0,5 ml z nakrętkami i silikonowymi uszczelkami - Brand**



Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, o poj. 0,5 ml. Posiadają zakrętki z PP z silikonowymi uszczelkami oraz matowe pole do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do 121°C. Autoklawowalne w 121°C przy ciśnieniu 2 bar. Zgodne z DIN EN 285. Samostojące.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0325	Mikroprobówki z nakrętkami i silikonowymi uszczelkami, z polem do opisu, poj. 0,5 ml	780710	1000 szt.

**Opis**

Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, o poj. 0,5 ml. Posiadają zakrętki z PP z silikonowymi uszczelkami oraz matowe pole do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do 121°C. Autoklawowalne w 121°C przy ciśnieniu 2 bar. Zgodne z DIN EN 285. Samostojące.

Probówki tego typu dostępne są również w pojemnościach: 1,5 ml ([nr art. K-0326 i K-0327](#)) i 2,0 ml ([nr art. K-0328 i K-0329](#)).