



Mikroprobówki wirówkowe o poj. 0,5 ml



Wysokiej jakości mikroprobówki wirówkowe renomowanej firmy Brand. Z zatyczką. Wykonane z polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. x wys.	Maks. przyspieszenie	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0306	Probówki z PP, poj. 0,5 ml - bez podziałki i pola do opisu	8 x 32 mm	10000 g	780507	1000 szt.
	K-0307	Probówki z PP, poj. 0,5 ml, z podziałką i polem do opisu, wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn	10 x 30 mm	30000 g	780536	500 szt.

Opis

Wysokiej jakości mikroprobówki wirówkowe renomowanej firmy Brand. Z zatyczką. Wykonane z polipropylenu.

Nr art. K-0306 – bez podziałki i pola do opisu.

Nr art. K-0307 – z podziałką, matowym polem do opisu, wolne od endotoksyn, DNaz, RNaz.

W tabeli podano maksymalną prędkość wirowania przez 20 minut przy 20°C.