



Mikroprobówki z zamknięciem plombującym, poj. 1,5 ml, sterylne - Brand



Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z zamknięciem plombującym, wykonanymi z PP, z podziałką i matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0336	Mikroprobówki z zamknięciem plombującym, poj. 1,5 ml - sterylne	samostojące	780756	500 szt.
	K-0337	Mikroprobówki z zamknięciem plombującym, poj. 1,5 ml - sterylne	stożkowodenne	780757	500 szt.

Opis

Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z zamknięciem plombującym, wykonanymi z PP, z podziałką i matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne.

Probówki tego typu dostępne są również w pojemnościach: 0,5 ml ([nr art. K-0335](#)) i 2,0 ml ([nr art. K-0338 i K-0339](#)).