



## Płytki wielodołkowe neoCulture



Płytki wielodołkowe z serii neoCulture, niemieckiej marki neoLab. Wyróżniają się gładką powierzchnią wzrostu i jednakową pojemnością dołków. Sprawdzają się przy prowadzeniu analiz porównawczych komórek adherentnych. Dokładne dopasowanie pokryw do dołków pozwala na maksymalne ograniczenie parowania zawartości. Oznakowane alfanumerycznie. Ścięty róg zapobiega przypadkowej kontaminacji krzyżowej. Sterylne, wolne od DNaz i RNaz, niepirogenne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Obj. dołka	Dno	Pakowane	Szt./Op.
	C-8206	Płytki do hodowli komórkowych	96 dołków	0,39 ml	F-kształtne	pak. ind.	100 szt.
	C-8207	Płytki do hodowli komórkowych	96 dołków	0,33 ml	U-kształtne	pak. ind.	100 szt.
	C-8208	Płytki do hodowli komórkowych	24 dołki	3,5 ml	F-kształtne	pak. ind.	100 szt.
	C-8209	Płytki do hodowli komórkowych	12 dołków	6,8 ml	F-kształtne	pak. ind.	100 szt.
	C-8210	Płytki do hodowli komórkowych	6 dołków	17,00 ml	F-kształtne	pak. ind.	100 szt.

### Opis

Seria produktów neoCulture to wysokiej jakości materiały do hodowli komórkowych, niemieckiej marki neoLab. Płytki wielodołkowe neoCulture mają dołki o jednakowej pojemności i takiej samej powierzchni wzrostu. Dzięki gładkiemu wnętrzu i wysokiej przejrzystości studzienek płytki te są doskonałe do prowadzenia analiz porównawczych komórek adherentnych. Aby efektywnie zapobiegać parowaniu zawartości, pokrywki wyposażone są w pierścienie szczelnie przylegające do krawędzi dołków. Płytki zostały zaprojektowane tak, aby ograniczyć ryzyko kontaminacji krzyżowej próbek. W tym celu jeden z rogów płytki jest ścięty, co pozwala na łatwą identyfikację poprawnego położenia pokrywy. Ponieważ dołki są numerowane nie ma problemu z ich odróżnieniem. Płytki mają standardowe wymiary pasujące do większości popularnie wykorzystywanych urządzeń. Sterylizowane promieniami gamma, wolne od DNaz i RNaz, niepirogenne. Pakowane indywidualnie. Dostarczane w komplecie z pokrywkami.

### Dane techniczne

<b>Parametr</b>	<b>Wartość</b>
<b>Oznaczenie alfanumeryczne dołków</b>	Tak
<b>Materiał</b>	Polistyren(PS)
<b>Kolor</b>	Przeźroczysty
<b>Sterylny</b>	Tak
<b>Objętość dołków</b>	0,39 ml/ 0,33 ml/ 3,5 ml/ 6,8ml/ 17ml/
<b>Autoklawowalne</b>	Tak
<b>Możliwość przechowywania</b>	Lodówka   Zamrażarka
<b>Pakowane pojedynczo</b>	Tak
<b>Właściwości powierzchni</b>	Hydrofobowe
<b>Ilość dołków</b>	6/ 12/ 24/ 96
<b>Kształt dołków</b>	Okrągły
<b>Typ ramki</b>	Pełna
<b>Kształt dna</b>	F-kształtny/U-kształtny