



Skrobaczki do kultur komórkowych neoCulture

FOR MY LAB
neoLab[®]

Sterylnie skrobaczki do kultur komórkowych z obrotowym ostrzem, niemieckiej marki neoLab. Dzięki przemysłowej konstrukcji pozwalają łatwo i wygodnie dotrzeć do najtrudniej dostępnych części naczyń hodowlanych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. uchwytu	Dł. ostrza	Pakowane	Szt./Op.
	C-8222	Skrobaczki do kultur komórkowych z obrotowym ostrzem	230 mm	12,5 mm	pak. ind.	150 szt.
	C-8223	Skrobaczki do kultur komórkowych z obrotowym ostrzem	230 mm	19,5 mm	pak. ind.	150 szt.

Opis

Skrobaczki do kultur komórkowych, niemieckiej marki neoLab, pozwalają dotrzeć do najtrudniej dostępnych miejsc np. w butelkach do hodowli. Ostrze może swobodnie obracać się względem uchwytu, dzięki czemu można wygodnie manipulować nim w każdym kierunku. Część zdrapująca wykonana z PE, uchwyt z tworzywa ABS. Skrobaki są sterylizowane promieniami gamma, są również wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Pakowane pojedynczo, w opakowaniu 150 sztuk.

Do wyboru dwa rozmiary (długość rękojeści / długość ostrza):

- 230 mm / 12,5 mm,
- 290 mm / 19,5 mm.