



Pojemnik na szalki Petriego



Pojemnik na szalki Petriego przystosowany do ustawienia na stole lub do montażu na ścianie. Wykonany ze szkła akrylowego. Stabilny i wygodny w użyciu. Posiada dwie przegrody na ok. 28 szalek Petriego o maks. śr. 97 mm.

Miniatura



Nr-art.

1-1004

Nazwa

Pojemnik na szalki Petriego

Opis

Pojemnik na szalki Petriego przystosowany do ustawienia na stole lub do montażu na ścianie. Wykonany ze szkła akrylowego. Stabilny i wygodny w użyciu. Posiada dwie przegrody na ok. 28 szalek Petriego o maks. śr. 97 mm.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 230 x 100 x 240 mm.