




Pojemnik z PS na 100 szkiełek

Kartell

Pojemniki na szkiełka mikroskopowe z PS. Umożliwiają przechowywanie do 100 szkiełek jednocześnie. Przykrywki pojemników można zdejmować całkowicie. Przegródki są numerowane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Liczba miejsc
	278	Kasetka na szkiełka podstawowe - 100 szkiełek	PS	180 x 230 x 35 mm	100 miejsc

Opis

Pojemnik z polistyrenu (PS) na 100 szkiełek mikroskopowych. Przegródki o wymiarach 76 x 26 mm są numerowane. Numeracja jest naniesiona na karcie katalogowej. Pojemnik posiada zdejmowaną całkowicie pokrywę. Aby ułatwić przechowywanie i zaoszczędzić powierzchnię roboczą można je ustawiać pionowo. Wymiary 180 x 230 x 35 mm.