



Fiolki z wywiniętym brzegiem ND11 - 2 ml



Fiolki ND11 z wywiniętym brzegiem, ze szkła bursztynowego o pojemności 2 ml. Pakowane po 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	32011L-1232A	Fiolki z wywiniętym brzegiem	orańżowe	2 ml	12 x 32 mm	ND11	100 szt.

Opis

Fiolki z wywiniętym brzegiem o pojemności 2 ml. Wykonane ze szkła bursztynowego, ND11. Wymiary 12 x 32 mm, pakowane po 100 szt. Fiolki dostarczane są bez zamknięć.

Mogą być zamykane za pomocą [kapsli dostępnych w naszym sklepie internetowym](#).