




Probówki szklane z plastikową zakrętką

schuett **biotec**.de

Zakręcane probówki ze szkła borokrzemowego o pojemności 15 ml. Nadają się do hodowli, transportu i przechowywania próbek. Posiadają plastikowe zakrętki z gumową uszczelką. Można je sterylizować w autoklawie do 121°C. Wyróżniają je grube ścianki 1,1 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Materiał zakrętki	Śr. x wys.	Pojemność	Szt./Op.
	3.561 103	Probówki szklane	okrągłodenne	plastik	16 x 98 mm	15 ml	100 szt.

Opis

Probówki szklane (ze szkła borokrzemowego 3.3) o grubych ściankach 1,1 mm, które szczególnie przydają się do hodowli, transportu i przechowywania próbek. Mają **plastikowe zakrętki** z gumową uszczelką. Ich wymiary to **16 x 98 mm**. Szeroka szyjka ułatwia ich czyszczenie oraz operowanie materiałem biologicznym. Mogą być autoklawowane do 121°C. W dostawie zawiera się opakowanie **100 sztuk**.