



Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem, pojemność 0,6 ml

Płaska pokrywka z polem do opisu. Bez podziałki. Wykonane z polipropylenu. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710100	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem	0,6 ml	bezbarwny	w worku (1000 szt.)
	A-710101	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem	0,6 ml	czerwone	w worku (1000 szt.)
	A-710102	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem	0,6 ml	niebieskie	w worku (1000 szt.)
	A-710103	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem	0,6 ml	zielone	w worku (1000 szt.)
	A-710104	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem	0,6 ml	żółte	w worku (1000 szt.)
	A-710105	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem	0,6 ml	pomarańczowe	w worku (1000 szt.)
	A-710106	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem	0,6 ml	fioletowe	w worku (1000 szt.)
	A-710108	Probówki reakcyjne z zatrzaskiwanym zamknięciem	0,6 ml	różnokolorowe	w worku (1000 szt.)

Opis

Płaska pokrywka z polem do opisu. Bez podziałki. Wykonane z polipropylenu. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (1000 sztuk).