




## Skrobaczki i szpatałki do kultur komórkowych



Skrobaczki do kultur komórkowych szwajcarskiej firmy TPP. Sterylne, pakowane indywidualnie. Umożliwiają delikatne zdjęcie komórek adherentnych z powierzchni szalek, płytek, butelek do hodowli itp. Posiadają obrotowe, elastyczne ostrze z PE oraz antypoślizgową rączkę z PS.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                            | Długość | Szer. ostrza | Pakowane  | Szt./Op. | Nr producenta |
|-----------|---------|----------------------------------|---------|--------------|-----------|----------|---------------|
|           | B-0688  | Skrobaczki do kultur komórkowych | 24 cm   | 13 mm        | pak. ind. | 150 szt. | 99002         |
|           | B-0689  | Skrobaczki do kultur komórkowych | 30 cm   | 20 mm        | pak. ind. | 150 szt. | 99003         |
|           | B-0690  | Skrobaczki do kultur komórkowych | 38 cm   | 25 mm        | pak. ind. | 100 szt. | 99004         |
|           | B-6704  | Szpatałki do komórek z PP        | 20 cm   | 14 mm        | pak. ind. | 150 szt. | 99010         |

### Opis

Skrobaczki do kultur komórkowych szwajcarskiej firmy TPP. Sterylne, pakowane indywidualnie. Skrobaki umożliwiają delikatne zdjęcie komórek adherentnych z powierzchni szalek, płytek, butelek do hodowli itp. Posiadają obrotowe, elastyczne ostrze z PE oraz antypoślizgową rączkę z PS.

Szpatałki do komórek z PP – posiadają ostrze o stałej pozycji. Pakowane indywidualnie, sterylne. Do wielu zastosowań w dziedzinie hodowli komórkowych i nie tylko.