




Szpatułki do kultur komórkowych

BIOLOGIX[®]

Szpatułki do szybkiego zeszkrobania komórek adherentnych przy jednoczesnej minimalizacji uszkodzeń zbieranych komórek. Wykonane z polietylenu (PE). Rzeźbione, nieruchome ostrze o szerokości 2 cm. Sterylne, niepirogenne, indywidualnie pakowane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-0364	Szpatułki z PE do kultur komórkowych	18 cm	sterylny	pak. ind.	100 szt.

Opis

Szpatułki do szybkiego zeszkrobania komórek adherentnych przy jednoczesnej minimalizacji uszkodzeń zbieranych komórek. Wykonane z polietylenu (PE). Skrobaki są rzeźbione, mają nieruchome ostrze o szerokości 2 cm. Sterylne, niepirogenne, indywidualnie pakowane.