



## Cylindry pomiarowe BLAUBRAND<sup>®</sup> kl. A z korkiem - niebieską skalą i szklaną podstawą



Wysokiej jakości cylindry miarowe klasy A marki BLAUBRAND<sup>®</sup>. Szklana stopka ośmiokątna. Kork z PP, szlif NS 19/26. Pakowane po 2 szt., dostarczane z certyfikatem partii.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                                      | Pojemność | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | 32428   | Cylinder miarowy kl. A z korkiem, niebieską skalą i podstawą szklaną 50 ml |           | 2 szt.   |

### Opis

Cylindry miarowe marki BLAUBRAND<sup>®</sup> wykonane z wysokiej jakości szkła DURAN<sup>®</sup> zgodnie z normą DIN EN ISO 4788. Kalibrowane na wlew (in). Wyposażone w ośmiokątną szklaną stopkę oraz kork z PP. Szlif NS 19/26, podziałka naniesiona kolorem niebieskim. Klasa dokładności A.

Dostarczane z numerem partii i towarzyszącym jej certyfikatem partii w oryginalnym opakowaniu.

Sprzedawane w opakowaniach po 2 szt.