



Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS[®]



Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS[®] z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. Autoklawowalne.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Model

Wymiary

Szt./Op.

Opis

Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS[®] z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. Autoklawowalne. Dopasowane wymiarami do standardowych probówek: - model mikro (antystatyczne) - do probówek 0,2 ml, - model standard - do probówek 15 ml oraz 1,5/2,0 ml, - model makro - do probówek 50 ml, - model eco (brak na zdjęciu) - do probówek o poj. 15 ml oraz 1,5/2,0 ml.