

Uchwyty aluminiowe na krioprobówki

Uchwyty aluminiowe do przechowywania do 5 probówek o pojemności 1,2 ml i/lub 2,0 ml w naczyniach Dewara, systemach chłodzących na ciekły azot oraz skrzyniach do zamrażania.



| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Długość | Pakowane |
|---|----------|------------------------------------|---------|----------|
|  | A-710550 | Uchwyty aluminiowe na krioprobówki | 290 mm | 12 szt. |

Opis

Uchwyty aluminiowe do przechowywania do 5 probówek o pojemności 1,2 ml i/lub 2,0 ml w naczyniach Dewara, systemach chłodzących na ciekły azot oraz skrzyniach do zamrażania.