



Wymazówki



Wymazówki ze stabilnym trzonkiem z PP, drewna lub aluminium i wacikiem na jednym końcu. Przeznaczone np. do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w przyrządach optycznych, ale też do wymazów w bakteriologii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał trzonka	Śr. główki	Dł. trzonka	Stopień czystości	Szt./Op.
	2-1017	Wymazówki bez podłoża	plastik	4 - 5,5 mm	150 mm	niesterylny	100 szt.
	2-1018	Wymazówki bez podłoża	plastik	10 - 12 mm	150 mm	niesterylny	50 szt.
	2-1021	Wymazówki bez podłoża	drewno	4 - 5,5 mm	150 mm	niesterylny	100 szt.
	B-1022	Wymazówki bez podłoża	drewno	8 - 9 mm	150 mm	niesterylny	50 szt.
	2-1019	Wymazówki bez podłoża	drewno	4 - 5,5 mm	150 mm	sterylny	100 szt.
	2-1022	Wymazówki bez podłoża	aluminium	2 mm	150 mm	niesterylny	100 szt.

Opis

Wymazówki ze stabilnym trzonkiem z PP, drewna lub aluminium i wacikiem na jednym końcu. Przeznaczone np. do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w przyrządach optycznych, ale też do wymazów w bakteriologii.

Długość: 150 mm.