



Probówki „PreFill”

Probówki PreFill o pojemności 0,5 i 1,5 ml:

- z pionową płytką mocującą przy pokrywce,
- ochrona wewnętrznego cylindra pokrywki przed kontaminacją,
- przezroczysta pokrywka umożliwia wizualną kontrolę próbek umieszczonych wewnątrz,
- z podziałką,
- wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-745200	Probówki PreFill	0,5 ml	bezbardwy	1000 szt.
	A-745210	Probówki PreFill	1,5 ml	bezbardwy	500 szt.

Opis

Cechy charakterystyczne:

- perfekcyjne wykonanie z pionową płytką mocującą przy pokrywce,
- ochrona wewnętrznego cylindra pokrywki przed kontaminacją,
- przezroczysta pokrywka umożliwia wizualną kontrolę próbek umieszczonych wewnątrz,
- z podziałką,
- z możliwością autoklawowania według standardowych metod,
- wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA.