



Probówki reakcyjne czarne - poj. 0,5 ml

Stożkowe, czarne probówki reakcyjne wykonane z PP. Przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło. Odporne na temperatury od -80°C do +121°C. Możliwość wirowania do 15000 x g. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	7-7589	Probówki reakcyjne czarne	0,5 ml	500 szt.

Opis

Stożkowe, czarne probówki reakcyjne wykonane z PP. Przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło. Odporne na temperatury od -80°C do +121°C. Możliwość wirowania do 15000 x g. Autoklawowalne.