



Wymazówki sterylne w probówkach - bez podłoży

Wymazówki sterylne w probówkach (bez podłoży). Do wyboru wymazówki z trzonkiem plastikowym, drewnianym, aluminiowym oraz wacikiem wiskozowym, bawełnianym lub wykonanym z dacronu[®].

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał wacika	Materiał trzonka	Wymiary	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Pakowane	Szt./Op.
	B-2387	Wymazówki bez podłoża	bawełna	drewno	12 x 175 mm	sterylny	probówka transportowa	worek	100 szt.
	B-2388	Wymazówki bez podłoża	wiskoza	plastik	12 x 150 mm	sterylny	probówka transportowa	worek	100 szt.
	B-2394	Wymazówki bez podłoża	wiskoza	plastik	12 x 150 mm	sterylny	probówka transportowa	pak. ind.	150 szt.
	B-2389	Wymazówki bez podłoża	bawełna	aluminium	13 x 165 mm	sterylny	probówka transportowa	worek	500 szt.
	B-2395	Wymazówki bez podłoża	dacron	plastik	13 x 165 mm	sterylny	probówka transportowa	pudełko	500 szt.

Opis

Wymazówki sterylne w probówkach transportowych (bez podłoży). Waciki wykonane z różnego rodzaju materiałów: wiskozy, bawełny lub dacronu[®] (poliestru). Dostępne wymazówki o drewnianym, aluminiowym, oraz plastikowym trzonku.