



## Końcówki PD-Tips II BIO-CERT<sup>®</sup> do dozowników strzykawkowych - sterylne



Końcówki do dozowników strzykawkowych, które mogą być rozpoznawane przez dozowniki wyposażone w opatentowaną funkcję rozpoznawania pojemności końcówek. Pasują do różnych rodzajów dozowników. Bardzo szczelne co zabezpiecza urządzenie przed niekorzystnym działaniem dozowanych roztworów. Pakowane indywidualnie, klasa czystości BIO-CERT (wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP).

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa               | Pojemność | Stopień czystości | Nr producenta | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-------------------|---------------|----------|
|    | K-6630  | Końcówki PD-Tips II | 0,1 ml    | sterylny          | 705730        | 100 szt. |
|   | K-6631  | Końcówki PD-Tips II | 0,5 ml    | sterylny          | 705732        | 100 szt. |
|  | K-6632  | Końcówki PD-Tips II | 1 ml      | sterylny          | 705734        | 100 szt. |
|  | K-6633  | Końcówki PD-Tips II | 1,25 ml   | sterylny          | 705736        | 100 szt. |
|  | K-6634  | Końcówki PD-Tips II | 2,5 ml    | sterylny          | 705738        | 100 szt. |
|  | K-6635  | Końcówki PD-Tips II | 5 ml      | sterylny          | 705740        | 100 szt. |
|  | K-6636  | Końcówki PD-Tips II | 10 ml     | sterylny          | 705742        | 100 szt. |
|  | K-6637  | Końcówki PD-Tips II | 12,5 ml   | sterylny          | 705744        | 100 szt. |
|  | K-6638  | Końcówki PD-Tips II | 25 ml     | sterylny          | 705746        | 25 szt.  |
|  | K-6639  | Końcówki PD-Tips II | 50 ml     | sterylny          | 705748        | 25 szt.  |

### Opis

Końcówki PD-Tips II to końcówki do dozowników strzykawkowych, wyposażone we wszystkie sprawdzone funkcje swoich poprzedników. Dodatkowo posiadają system opatentowanego rozpoznawania końcówek HandyStep<sup>®</sup> touch i HandyStep<sup>®</sup> electronic firmy Brand. Końcówki te pasują też do wszystkich innych instrumentów z rodziny HandyStep<sup>®</sup> i dozowników strzykawkowych innych producentów.

Technologia rozpoznawania rozmiaru końcówki pozwala zaoszczędzić dużo czasu potrzebnego na dozowanie roztworów oraz

pomaga uniknąć pomyłek spowodowanych złym ustawieniem dozownika.

Końcówki PD-Tips II umożliwiają precyzyjną pracę nawet w przypadku bardzo lepkich roztworów lub substancji o wysokiej prężności pary. Końcówki zapewniają bezpieczne dozowanie dzięki dużej szczelności, która zabezpiecza dozownik przed aerozolami.

Produkt w wersji BIO-CERT pakowany indywidualnie, zapewnia najwyższą czystość. Produkt jest wolny od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP.

**Podstawowe informacje:**

- objętości od 0,1 ml do 50 ml,
- kompatybilny z automatycznym wykrywaniem rozmiaru: HandyStep® touch, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRep™ E,
- kompatybilne z dozownikami bez automatycznego wykrywania rozmiaru: HandyStep® S, HandyStep®, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M, Eppendorf® Multipette® 4780 i EDOS® 5221 (wyżej wymienione marki są własnością ich właścicieli),
- dostępne w jakości BIO-CERT® (wolne od DNA, RNazy, endotoksyn i ATP),
- zgodne z wymaganiami normy ISO 8655,
- dostarczane z certyfikatem partii,
- wykonane z wysokiej jakości surowców (cylinder: PP / tłok: HDPE, poj. 0,1 ml: LCP),
- do rozmiarów 25 ml i 50 ml dołączony jest adapter,
- PD-Tips II nie mogą być sterylizowane w autoklawie; adaptery o rozmiarach 25 ml i 50 ml można autoklawować w temperaturze 121°C.

Adaptery są standardowo dostarczane w ilości 1 szt. wraz z końcówkami o poj. 25 i 50 ml, istnieje jednak również możliwość zamówienia osobno samych adapterów (nr art. K-0140 i K-0141).