



## Probówki stożkowe, sterylne z nakrętką gwintową, poj. 0,5 ml, z haczykiem łączącym

Probówki sterylizowane promieniami gamma. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Dostarczane wyłącznie z bezbarwnymi nakrętkami gwintowymi (nakrętka jest już nałożona na probówkę). Wszystkie nakrętki posiadają pierścień uszczelniający z EPR (guma etylenowo-propylenowa), który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne.

| Miniatura                                                                         | Nr-art.  | Nazwa                                             | Pojemność | Kolor     | Pakowane                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|  | A-710736 | Probówki stożkowe, sterylne, z haczykiem łączącym | 0,5 ml    | bezbarwny | 2 worki po 250 szt. = 500 szt. |

### Opis

Probówki sterylizowane promieniami gamma. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. Dostarczane wyłącznie z bezbarwnymi nakrętkami gwintowymi (nakrętka jest już nałożona na probówkę). Wszystkie nakrętki posiadają pierścień uszczelniający z EPR (guma etylenowo-propylenowa), który gwarantuje absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów. Sterylne.

**Opakowanie:** w worku (500 sztuk).