



Mikroprobówki z PP o poj. 1,5 ml z nakrętkami i silikonowymi uszczelkami



Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, o poj. 1,5 ml. Podsiadają zakrętki z PP z silikonowymi uszczelkami oraz matowe pole do opisu i podziałkę. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do 121°C. Autoklawowalne w 121°C przy ciśnieniu 2 bar. Zgodne z DIN EN 285.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0326	Mikroprobówki z nakrętkami i silikonowymi uszczelkami, z podziałką i polem do opisu, poj. 1,5 ml	samostojące	780711	1000 szt.
	K-0327	Mikroprobówki z nakrętkami i silikonowymi uszczelkami, z podziałką i polem do opisu, poj. 1,5 ml	stożkowodenne	780712	1000 szt.

Opis

Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, o poj. 1,5 ml. Podsiadają zakrętki z PP z silikonowymi uszczelkami oraz matowe pole do opisu i podziałkę. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do 121°C. Autoklawowalne w 121°C przy ciśnieniu 2 bar. Zgodne z DIN EN 285.

Probówki tego typu dostępne są również w pojemnościach: 0,5 ml ([nr art. K-0325](#)) oraz 2,0 ml ([nr art. K-0327 i K-0328](#)).