



Adaptery do końcówek PD-Tips



Adaptery do końcówek PD o pojemności 25 i 50 ml, PP, autoklawowalne. Niesterylne lub w jakości BIO-CERT[®]. Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 CE. Odpowiednie do końcówek PD-Tips i PD-Tips II.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0140	Zapasowe adaptery do końcówek PD-Tips	niesterylne	702398	10 szt.
	K-0141	Zapasowe adaptery do końcówek PD-Tips	sterylny	702399	5 szt.

Opis

Adaptery do końcówek PD o pojemności 25 i 50 ml, PP, autoklawowalne. Niesterylne lub w jakości BIO-CERT[®]. Odpowiednie do końcówek PD-Tips i PD-Tips II. Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 CE.