









## Probówki Eppendorf Tubes<sup>®</sup> 3810X - 1,5 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Oryginalne probówki firmy Eppendorf, idealne do stosowania w w biologii molekularnej, chemii klinicznej i biochemii. Łatwe otwieranie i zamykanie. Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Posiadają skalę i matowe pole do opisu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-4450	Probówki Eppendorf Tubes <sup>®</sup> 3810X	bezbarwny	1,5 ml	Eppendorf Quality	0030 125.150	1000 szt.
	K-4451	Probówki Eppendorf Tubes <sup>®</sup> 3810X	bezbarwny	1,5 ml	PCR Clean	0030 125.215	1000 szt.
	K-4452	Probówki Eppendorf Tubes <sup>®</sup> 3810X	niebieskie	1,5 ml	Eppendorf Quality	0030 125.177	1000 szt.
	K-4453	Probówki Eppendorf Tubes <sup>®</sup> 3810X	zielone	1,5 ml	Eppendorf Quality	0030 125.185	1000 szt.
	K-4454	Probówki Eppendorf Tubes <sup>®</sup> 3810X	czerwone	1,5 ml	Eppendorf Quality	0030 125.193	1000 szt.
	K-4455	Probówki Eppendorf Tubes <sup>®</sup> 3810X	żółte	1,5 ml	Eppendorf Quality	0030 125.207	1000 szt.

### Opis

Oryginalne probówki firmy Eppendorf, idealne do stosowania w w biologii molekularnej, chemii klinicznej i biochemii. Łatwe otwieranie i zamykanie. Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Posiadają skalę i matowe pole do opisu. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut (tylko z otwartym wieczkiem!). Wyjątkowo wytrzymałe - można je wirować do 30000 x g. Dostępne również w stopniu czystości PCR Clean.