



Probówki reakcyjne, sterylne, poj. 1,6 ml

Probówki reakcyjne z zatraskiwanym zamknięciem i podziałką. Wykonane z polipropylenu. Bezbarwne. Sterylne. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	A-710175	Probówki reakcyjne, sterylne	1,6 ml	bezbarwny	w worku (250 szt.)

Opis

Probówki reakcyjne z zatraskiwanym zamknięciem i podziałką. Wykonane z polipropylenu. Bezbarwne. Sterylne. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (250 sztuk), pakowane indywidualnie.