



Probówki reakcyjne z pokrywką, podziałką i polem do opisu - 1,5 ml - kolorowe



Oryginalne, kolorowe probówki firmy Brand, ze szczelnym zamknięciem, podziałką i polem do opisu. Wykonane z PP. Mimo mocnego osadzenia zamknięcia, otwarcie probówki nie wymaga dużego wysiłku. Różne kolory ułatwiają identyfikację zawartości. Posiadają certyfikat CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6180	Probówki reakcyjne z pokrywką, podziałką i polem do opisu	1,5 ml	przezroczyste	780500	500 szt.
	K-6181	Probówki reakcyjne z pokrywką, podziałką i polem do opisu	1,5 ml	niebieskie	780522	500 szt.
	K-6182	Probówki reakcyjne z pokrywką, podziałką i polem do opisu	1,5 ml	pomarańczowe	780524	500 szt.
	K-6183	Probówki reakcyjne z pokrywką, podziałką i polem do opisu	1,5 ml	żółte	780521	500 szt.
	K-6184	Probówki reakcyjne z pokrywką, podziałką i polem do opisu	1,5 ml	zielone	780523	500 szt.
	K-6185	Probówki reakcyjne z pokrywką, podziałką i polem do opisu	1,5 ml	brązowy	780525	500 szt.

Opis

Oryginalne, kolorowe probówki firmy Brand, ze szczelnym zamknięciem, podziałką i polem do opisu. Wykonane z PP. Mimo mocnego osadzenia zamknięcia, otwarcie probówki nie wymaga dużego wysiłku. Różne kolory ułatwiają identyfikację zawartości. Posiadają certyfikat CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE.

Wym. membrany w przykrywce (śr. x gr.): 8,5 x 0,3 mm.

Maks. przyspieszenie: 20000 x g (20°C, 20 min).

Wymiary (śr. x wys.): 10,75 x 40,8 mm.