



Probówki reakcyjne z pierścieniem plombującym

Probówki wyposażone w pierścień plombujący. Przeznaczone do wrażliwych próbek wymagających szczególnego zabezpieczenia podczas transportu. Przystosowane zwłaszcza do potrzeb medycyny sądowej. Po zerwaniu pierścienia mogą być używane jako zwykłe probówki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	7-4130	Probówki reakcyjne z pierścieniem plombującym	1,5 ml	przezroczysty	500 szt.
	7-4131	Probówki reakcyjne z pierścieniem plombującym	1,5 ml	czerwony	500 szt.
	7-4132	Probówki reakcyjne z pierścieniem plombującym	1,5 ml	żółty	500 szt.
	7-4134	Probówki reakcyjne z pierścieniem plombującym	1,5 ml	zielony	500 szt.

Opis

Probówki wyposażone w pierścień plombujący. Przeznaczone do wrażliwych próbek wymagających szczególnego zabezpieczenia podczas transportu. Przystosowane zwłaszcza do potrzeb medycyny sądowej. Po zerwaniu pierścienia mogą być używane jako zwykłe probówki. Możliwość stosowania w zakresie temperatur od -180°C do +121°C oraz wirowania do 20000 rcf. Wykonane z PP o bardzo niskim stopniu adhezji. Z polem do opisu i podziałką przy 0,1, 0,5, 1,0 i 1,5 ml.