



Kapsle magnetyczne ND11

Nakrętki magnetyczne ND11. Lakierowane na złoto. Z otworem o śr. 5 mm. Do CTC PAL / TriPLUS. Twardość: 45° shore A.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Septa	Grubość septy	Szt./Op.
	7-0647	Nakrętki magnetyczne ND11	Silikon biały/PTFE czerwony	1,3 mm	100 szt.
	7-0648	Nakrętki magnetyczne ND11	PTFE czerwony/silikon biały/PTFE czerwony	1,0 mm	100 szt.

Opis

Nakrętki magnetyczne ND11. Lakierowane na złoto. Z otworem o śr. 5 mm. Do CTC PAL / TriPLUS.

Twardość: 45° shore A.