



Butelki gwintowane z szeroką szyjką - przezroczyste - bez zakrętek - o poj. 50 ml - 1 l

Butelki zgodne z normą DIN. Wykonane z przezroczystego szkła sodowego. Pasują do styropianowych pudełek transportowych neoLab.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Śr. gwintu
	2-1471	Butelka gwintowana z szeroką szyjką - przezroczysta - bez zakrętki	50 ml	44 x 69 mm	40 mm
	2-1472	Butelka gwintowana z szeroką szyjką - przezroczysta - bez zakrętki	100 ml	50 x 85 mm	45 mm
	2-1473	Butelka gwintowana z szeroką szyjką - przezroczysta - bez zakrętki	250 ml	63 x 113 mm	55 mm
	2-1474	Butelka gwintowana z szeroką szyjką - przezroczysta - bez zakrętki	500 ml	84 x 154 mm	55 mm
	2-1475	Butelka gwintowana z szeroką szyjką - przezroczysta - bez zakrętki	1000 ml	103 x 180 mm	68 mm

Opis

Butelki zgodne z normą DIN. Wykonane z przezroczystego szkła sodowego. Pasują do styropianowych pudełek transportowych neoLab.

Zakrętki należy zamawiać osobno.