



Młynek do rozdrabniania

Młynek przeznaczony do mechanicznego rozdrabniania kruchych materiałów

Miniatura



Nr-art.

L-0201

Nazwa

Młynek do rozdrabniania

Moc

180-220 W

Opis

Młynek przeznaczony do mechanicznego rozdrabniania kruchych materiałów. Wyposażony w przeźroczystą pokrywę, antypoślizgową podstawę i wymienny pojemnik ze stali szlachetnej: z 2 ostrzami. Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki przyciskowi start/stop zamontowanemu w pokrywie. Przystosowany do mielenia próbek o masie ok. 65 g. W dostawie kabel przyłączeniowy z wtyczką.

Zasilanie: 230 V.

Moc: 180-220 W.

Waga: 1270 g.