



Zatyczki z chlorobutyłu

Wykonane z materiału doskonałej jakości. Produkowane i pakowane w optymalnie higienicznych warunkach. Zatyczki płukane są według klasy 100 i pakowane w warunkach sterylnych bezpośrednio do woreczków z PE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. zew.	Śr. wew. szyjki	Szt./Op.
	2-7240	Zatyczki z chlorobutyłu, szare	13 mm	7 mm	100 szt.
	2-7241	Zatyczki z chlorobutyłu, szare	20 mm	13 mm	100 szt.
	B-7243	Zatyczki z chlorobutyłu, szare	32 mm	23 mm	100 szt.

Opis

Wykonane z materiału doskonałej jakości. Produkowane i pakowane w optymalnie higienicznych warunkach. Zatyczki płukane są według klasy 100 i pakowane w warunkach sterylnych bezpośrednio do woreczków PE.

Opakowanie zawiera: 100 sztuk.