



Mikrohomogenizatory ręczne z PP



Mikrohomogenizatory ręczne wykonane z PP. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Opakowanie zawiera 10 sztuk w różnych kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	A-710389	Mikrohomogenizatory z PP - do probówek o poj. 0,5 ml - różne kolory	10 szt.
	A-710399	Mikrohomogenizatory z PP - do probówek o poj. 1,5 ml - różne kolory	10 szt.

Opis

Mikrohomogenizatory ręczne wykonane z PP. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Opakowanie zawiera 10 sztuk w różnych kolorach.

Długość: ok. 85 mm.