

Statyw z PC z blokadą w podstawie - na 40 krioprobówek



Statyw z PC z blokadą w podstawie – na 40 krioprobówek z gwiazdną stopką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Kolor	Nr producenta
	B-6690	Statyw na krioprobówki z wewnętrzną blokadą 40 miejsc		żółty	99016

Opis

Statyw marki [TPP](#) z blokadą w podstawie (wewnątrz otworów) – przeznaczony do [krioprobówek z gwiazdną stopką](#). Blokada unieruchamia krioprobówki i umożliwia odkręcanie zakrętek jedną ręką. Wykonany z poliwęglanu (PC). Posiada numerowane miejsca.

Wymiary (szer. x dł. wys.): 100 x 200 x 25 mm.