



Homogenizatory ze stali szlachetnej do probówek 13 i 15 ml



Wykonane ze stali szlachetnej. Przeznaczone do stożkowych (B-0903) i okrągłodennych (B-0902) probówek o poj. 15 ml (B-0903) i 13 ml (B-0902). Stosowane do homogenizacji komórek, tkanek, próbek artykułów spożywczych oraz pasz. Wyprodukowane w jednej części. Polerowane, łatwe w dezynfekcji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Dł. całkow.	Dł. uchwytu
	B-0902	Homogenizator ze stali szlachetnej okrągły	13 ml	190 mm	100 mm
	B-0903	Homogenizator ze stali szlachetnej stożkowy	15 ml (Falcon)	184 mm	100 mm

Opis

Wykonane ze stali szlachetnej. Przeznaczone do stożkowych (B-0903) i okrągłodennych (B-0902) probówek o poj. 15 ml (B-0903) i 13 ml (B-0902). Stosowane do homogenizacji komórek, tkanek, próbek artykułów spożywczych oraz pasz. Wyprodukowane w jednej części. Polerowane, łatwe w dezynfekcji. Mogą zostać schłodzone do temperatury -196°C. Możliwość sterylizacji w autoklawach lub gorącym powietrzem w temp. 121 °C. Mogą być czyszczone w zmywarkach. Stanowią alternatywę dla tłuczków z tworzywa sztucznego, szkła, teflonu czy porcelany.

B-0902

B-0903

Długość całkowita:	190 mm	184 mm
Długość uchwytu:	100 mm	100 mm
Wymiary trzpienia:	dł. 75 mm śr. 8,0 mm / 4,4 mm	dł. 65 mm śr. 12,0 mm / 4,5 mm
Wymiary główki:	dł. 10 mm śr. 15 mm	dł. 19 mm śr. zwężająca się z 12,0 mm na 3,8 mm