



Zakrętki gwintowane, kolorowe - do probówek reakcyjnych

Zakrętki gwintowane z wewnętrznym stożkiem uszczelniającym (LIP SEAL).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	7-4540	Zakrętki gwintowane	przezroczysty	1000 szt.
	7-4541	Zakrętki gwintowane	niebieski	1000 szt.
	7-4542	Zakrętki gwintowane	zielony	1000 szt.
	7-4543	Zakrętki gwintowane	czerwony	1000 szt.
	7-4544	Zakrętki gwintowane	żółty	1000 szt.
	7-4545	Zakrętki gwintowane	biały	1000 szt.

Opis

Zakrętki gwintowane z wewnętrznym stożkiem uszczelniającym (LIP SEAL).

Materiał: HDPE, autoklawowalny (20 min. przy 120°C)

Pasują do probówek reakcyjnych Nr-Art.: [7-4520 i kolejne](#), [7-4525 i kolejne](#) oraz do wszystkich probówek neoScrew-Microtubes.

Do nabycia wkładki do kodowania przezroczystych zakrętek: Nr-Art. 7-4550 i kolejne.