



Probówki wirówkowe - poj. 13 ml



Probówki wirówkowe szwajcarskiej firmy TPP o pojemności 13 ml. Wykonane z PP. Sterylne. Pakowane w worki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Typ	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	B-4581	Probówki wirówkowe	PP	okrągłodenne	13 ml	sterylne	20 x 40 szt.	800 szt.	91016
	B-4582	Probówki wirówkowe	PP	plaskodenne	13 ml	sterylne	20 x 40 szt.	800 szt.	91019

Opis

Probówki wirówkowe szwajcarskiej firmy [TPP](#) o pojemności maksymalnej 13 ml. Wykonane z przejrzystego polipropylenu (PP). Wyposażone w szczelne zakrętki z polem opisowym ułatwiającym identyfikację poszczególnych próbek, bez konieczności wyjmowania ich ze statywu. Podziałka posiada zakres do 12 ml. Pakowane w worki. Sterylne, wolne od pirogenów, RNA, DNA, RNaz i DNaz. Stężenie endotoksyn gwarantowane na poziomie <0,06 EU/ml.

Maks. przyspieszenie podczas wirowania: do 15500 x g.