



Mikroprobówki wirówkowe o poj. 2,0 ml - Brand



Wysokiej jakości oryginalne mikroprobówki wirówkowe firmy Brand. Z podziałką i matowym polem do opisu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Maks. przyspieszenie	Śr. x wys.	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0312	Mikroprobówki wirówkowe o poj. 2,0 ml, wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn	30000 g	12,8 x 40 mm	780546	500 szt.
	K-0313	Mikroprobówki wirówkowe o poj. 2,0 ml z zatyczką z polem do przekłucia	20000 g	10,7 x 41,15 mm	780550	500 szt.

Opis

Wysokiej jakości oryginalne mikroprobówki wirówkowe firmy Brand. Z podziałką i matowym polem do opisu.

Nr art. K-0312 – wolne od endotoksyn, DNaz i RNaz, z zatyczką z blokadą.

Nr art. K-0313 – posiadają zatyczkę z polem do przekłucia o grubości 0,3 mm.

W tabeli podano maksymalną prędkość wirowania przez 20 minut przy 20°C.